



1. Product Layout

2. Battery Installation

EN – INSTRUCTIONS FOR USE

Before first use, the consumer must first read the instructions and safety precautions of the product.

1. Product Layout

- a. Cuff tube inlet
- b. Reading memory button
- c. On / Off button
- d. SET button
- e. USB power input
- f. Display
- g. USB cable

2. Battery Installation

Remove the battery cover on the back of the blood pressure monitor and insert 4 AA 1.5V alkaline batteries in the direction as shown by the arrow. Make sure the batteries are inserted in the correct direction of polarity as shown in the battery compartment. Do not use batteries after the expiry date. The batteries must be replaced if the battery symbol appears on the display when the pressure monitor is turned on. The symbol indicates low battery power. At critically low battery power levels, the device will not take readings. The device is not suitable for use with rechargeable batteries.

If you do not intend to use the device for an extended period of time, remove the batteries.

3. Using the Adapter


Do not connect the adapter while the device is turned on. When connected to an adapter, the device does not draw any battery power. If you disconnect the adapter from the device whilst taking a reading, you must plug the adapter back in again and repeat the reading.

4. Preparing to Take a Reading

- Before taking a reading, rest for 5–10 minutes, avoid eating, drinking, smoking, exercising and bathing.
- Connect the cuff hose to the body of the blood pressure monitor.
- Take off your outer wear. Keep on only thin clothing or remove all clothing from your arm.
- Put the sleeve of the cuff on your arm to a level above your elbow. Always measure on the same arm (ideally the left one).
- As the pressure changes during the day (usually the highest in the morning), take measurements at the same time each day.
- Repeated measurements accumulate blood in the arm and may cause measurement errors. The interval between measurements should be at least 1 minute. You can shorten the interval by raising your arm so that the blood drains.
- Any attempt to support your arm whilst taking a reading may increase the pressure and distort results. Any activity, including sleeping, affects the measurement results.
- The arm on which you take the reading should be kept so that the artery is roughly level with the heart. The measurement result will be more accurate.
- Place the cuff on the left arm with the tubing pointing downwards and the bottom of the cuff approximately 2–3 cm above the elbow.
- Make sure that the cuff is not tightened too tightly. You should be able to insert two fingers between the cuff and the arm.
- Place your hand upside down on the table so that you feel comfortable with the cuff roughly at heart level. Do not bend the tubing.
- If it is not possible to take a reading on the left arm, use the right arm instead. However, the reading should be taken on one arm only.

5. Taking a Reading

- Press the START / STOP button. All the symbols appear on the display. Then the display shows 0 and the device starts inflating the cuff. You can follow the cuff pressure on the display.
- Once the required cuff pressure has been reached, the pump stops inflating the cuff and the pressure gradually decreases.
- When the device detects a signal, a flashing heart symbol appears on the display. The symbol flashes once each time the heart beats.
- When the measurement is complete, a beep sounds and the display shows systolic and diastolic pressure and heart rate.
- The measurement results will remain on the display until the device is turned off. If idle, the device will turn itself off within 3 minutes. If the monitor does not measure the results correctly, the display will show the "E" icon.
- If for any reason it is necessary to interrupt the measurement (e.g. due to nausea), press the START / STOP button. The device immediately relieves the cuff pressure automatically.

6. Table of Values

7. Error indicator

- a) Symbol E-1**
You may have an incorrectly attached cuff – Adjust it to the correct position and repeat the measurement.
- b) Symbol E-4**
Cuff hose is improperly inserted – Check tubing connection and adjust or reconnect if necessary. Then repeat the measurement.

Monitor or arm have moved whilst taking a reading – Keep your body and the monitor motionless whilst taking a reading. Repeat measurement.

The systolic pressure less than 30 mmHg – Manually increase the pressure for the desired result. Repeat the measurement.

c) The E-5

Pressure is greater than 300 mmHg – The device is releasing air itself.

d) Low Battery Symbol

Replace discharged batteries with new ones and repeat reading.

e) Arm symbol in motion

The symbol appears when the hand is moving excessively.

f) Heart Symbol

The symbol appears when the heart beats irregularly.

Measurement Method

Oscillometric

Pressure Measurement Range

0–300 mmHg

Heart Rate Measurement Range

40–180 bpm

Pressure Measurement Accuracy

± 3 mmHg

Heart Rate Measurement Accuracy

± 5%

Memory

60 readings

Power Supply

4x AA Battery DC 6V or AC Adapter

AutoOff

After 3 Minutes

Pressure Monitor Weight

300 g (without cuff and batteries)

Pressure Monitor Dimensions

120 x 93 x 59 mm (without cuff)

Lifetime

approx. 10,000 readings

Operating Temperature

5–40 °C

Operating Humidity

10–90% RH

8. Maintenance

- After use, store the blood pressure monitor in its packaging and protect it from damage.

- Store the blood pressure monitor in a dry environment.

- Keep the blood pressure monitor clean. Clean it with a dry cloth. Do not use abrasive or corrosive cleaners.

- Neither the blood pressure monitor nor any of the components should come into contact with water.

- Make sure the blood pressure monitor is off before cleaning. For cleaning it is possible to use distilled water with a 10 % bleach solution.

- Use a spray, moisten a soft cloth with bleach or detergent until it is soaked.

- Squeeze excess moisture from the fabric to prevent the unit from dripping or cuff getting wet.

- Wipe the entire surface of the cuff thoroughly. Make sure you clean the inside and outside of the cuff properly. Be careful not to let any moisture get into the blood pressure monitor.

- Thoroughly wipe all parts of the cuff with a dry cloth. Unfold the cuff and allow it to air dry.

- Do not clean the blood pressure monitor or the cuff with diesel, thinner or petrol.

- Do not expose the device to extreme heat or cold, moisture, and direct sunlight.

- If you will not be using the device for more than 3 months, remove the batteries.

- Elemt s.r.o. cannot be held responsible for any damage caused by insufficient maintenance and non-observance of the instructions in the manual.

9. Precautions

- Use only the original charger supplied as an optional accessory to the blood pressure monitor.

- Do not use the charger in a high humidity environment. Never touch the charger with wet hands or while standing in water.

- When supplying power, leave enough space around the charger for air circulation. Do not cover the charger with paper or other objects that could lead to poor cooling. Do not use the charger stored in the transport packaging.

- Do not use the charger or device if it is obviously damaged. If the device is damaged, do not repair it yourself.

- In case of excessive heating, switch off the appliance immediately and disconnect it from the power supply.

- Charge the device only under supervision.

Warning: This product is intended to be used in households and similar applications.

Import:

elemē s.r.o. Bráškovská 15, 16100 Prague 6, Czech Republic. Made in P.R.C.

Well Kang Limited, The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

Xiamen Ants-Bro Technology Co., Ltd, 4F, 5th Building, Technology business establishing center, No. 289 Wengjiao Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, China

Date of last revision: 2020-04

DE – BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Verbraucher ist verpflichtet sich vor dem Erstgebrauch mit den Anweisungen und den Grundsätzen für die sichere Verwendung des Produktes vertraut zu machen.

1. Produktbeschreibung

- a. Anschluss für Manschettenschlauch
- b. Speicherharte
- c. EIN-/AUS-Taste
- d. „SET“-Taste
- e. USB-Anschluss
- f. Display
- g. USB-Kabel

2. Batterien einsetzen

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Blutdruckmessgeräts, setzen Sie 4 AA 1.5V Alkali-Batterien in der Pfeilrichtung ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung entsprechend der Skizze im Batteriefach eingesetzt sind. Verwenden Sie die Batterien nach dem Ablauf des Verbrauchszeitraums nicht mehr.

Die Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn das Batterie-Symbol nach dem Einschalten des Geräts auf dem Display erscheint. Das Symbol zeigt den niedrigen Ladezustand der Batterien an. Bei einem kritisch niedrigen Ladezustand der Batterien wird keine Messung von dem Gerät durchgeführt.

Das Gerät ist nicht für Betrieb mit wiederaufladbaren Batterien geeignet.

Sollten Sie das Gerät für eine längere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus.

3. Adapter verwenden

Schließen Sie den Adapter nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Wenn das Gerät am Adapter angeschlossen ist, zieht es keine Energie von den Batterien. Wenn Sie den Adapter während des Messvorgangs vom Gerät trennen, ist der Adapter in das Gerät wieder einzusetzen und die Messung ist zu wiederholen.

4. Messung vorbereiten

- Bleiben Sie vor der Messung für 5–10 Minuten in Ruhe, vermeiden Sie das Essen, Trinken, Rauchen, Turnen und Baden.

- Schließen Sie den Manschettenschlauch am Gerätgehäuse an.

- Ziehen Sie Ihre Oberbekleidung aus. Lassen Sie nur leichte Kleidung an oder entfernen Sie alle Kleidungsstücke von dem Arm.

- Legen Sie die Manschette am Oberarm über dem Elbogen an. Führen Sie die Messung immer an demselben Arm (idealerweise am linken Arm) durch.

- Da der Blutdruck im Laufe des Tages variiert (gewöhnlich ist er vormittags am höchsten), führen Sie die Messung immer zum gleichen Zeitpunkt durch.

- Bei wiederholter Messung speichert sich das Blut im Arm und kann Messfehler verursachen. Das Intervall zwischen den einzelnen Messungen sollte mindestens 1 Minute betragen. Das Intervall können Sie durch das Hochheben des Arms, dann das Abheben der Manschette, verkürzen.

- Versuchen Sie nicht den Arm während der Messung abzustützen, es kann zur Blutdruckerhöhung führen und das Messergebnis verfälschen. Die Messergebnisse werden von jeder Aktivität einschließlich des Redens beeinflusst.

- Legen Sie den Arm, an dem die Blutdruckmessung vorgenommen wird, so, dass sich die Manschette in Herz Höhe befindet. Die Messergebnisse sind dann am genauesten.

- Die Manschette ist am linken Oberarm so zu platzieren, dass der Schlauch zur Handfläche hin weist und der untere Teil der Manschette 2–3 cm über dem Elbogen liegt.

- Stellen Sie sicher, dass die Manschette nicht zu stramm angelegt ist. Die Manschette sollte so stramm angelegt sein, dass noch zwei Finger unter die Manschette passen.

- Legen Sie den Arm an einen Tisch mit der Handfläche nach oben, sodass Sie sich bequem fühlen und die Manschette dabei etwas in Herz Höhe legen. Den Schlauch nicht knicken.

- Wenn der linke Arm für die Messung nicht genutzt werden kann, können Sie die Messung am rechten Arm vornehmen. Die Messung sollte jedoch nur an einem Arm erfolgen.

5. Messvorgang

- Drücken Sie START/STOP-Taste. Auf dem Display erscheinen alle Symbole. Dann wird die Ziffer 0 auf dem Display angezeigt und die Manschette wird automatisch aufgepumpt. Den Druckverlauf in der Manschette kann Sie auf dem Display verfolgen.


- Sobald der erforderliche Druck in der Manschette erreicht ist, wird sie nicht mehr aufgepumpt und der Druck sinkt allmählich.

- Sobald das Gerät ein Signal erkennt, wird das blinkende Herz-Symbol auf dem Display angezeigt. Das Symbol blinkt bei jedem Herzschlag.

- Sobald die Messung abgeschlossen ist, erhält ein Piepton und auf dem Display werden der systolische und der diastolische Druck sowie die Herzfrequenz angezeigt.

- Die Messergebnisse bleiben auf dem Display angezeigt, bis das Gerät ausgeschaltet wird. Solte das Blutdruckmessgerät die Ergebnisse nicht richtig messen, erscheint die „E“-Ikone auf dem Display.

- Wenn der Messvorgang aus einem Grund unterbrochen werden muss (z.B. bei Überlast), drücken Sie die START-/STOP-Taste. Das Gerät senkt automatisch den Druck in der Manschette.

6. Wertetabelle


sami neoprávnení

- v prípade nadmerného zahrievania prístroj okamžite vypnite a odpojte od prívodu energie.

- Nabíjajte zariadenie pod dohľadom.

Upozornenie: Tento produkt je určený k použitiu v domácnostiach a podobnom prostredí.



REF: AS-35E

Dovozca:

elem s.r.o., Brašovská 15, 16100 Prague 6,

Czech Republic, Made in P.R.C.

EC REP Well Kang Limited, The Black Church,

St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

Xiamen Ants-Bro Technology Co., Ltd, 4F, 5th Building, Technology business establishing center, No. 289 Wengjiao Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, China

Dátum poslednej revízie: 2020-04

PL - INSTRUKCJA UŽYCIA

Przed pierwszym użyciem użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją i zasadami bezpiecznego użytkowania produktu.

1. Opis produktu

a) Wejście na wejzek mankietu e) Wejście zasilania USB

b) Przycisk „pamięć pomiarów” f) Wyświetlacz

c) Przycisk On/Off g) USB kabel

d) Przycisk „SET”

2. Instalacja baterii

Zdjmiem pokrywę baterii z tylnej strony ciśnieniomierza, i włożyć 4 baterie alkaliczne 4 AA 1.5 V zgodnie z kierunkiem strzałki. Upewnij się, że baterie zostały włożone we właściwym kierunku biegunośności. Znudź i rysunkiem, jak ukazano w przegrodzie baterii. Nigdy nie używaj baterii po upływie ich daty ważności.

Baterie należy wymienić, jeśli po włączeniu ciśnieniomierza na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii. Symbol wskazuje niski poziom energii w baterach. Przy krytycznym niskim poziomie nalałowania baterii urządzenie nie będzie dokonywać odczytów. Przyrząd nie jest kompatybilny z bateriami wielokrotnego użycia. Należy też zamerażaszą użycwać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

3. Zastosowanie zasilania

Nie podłącz zasilania, gdy urządzenie jest włączone.

Urządzenie podłączone do zasilacza nie będzie pobierało energii z baterii. Jeżeli odkryszysz zasilak od urządzenia podczas odczytu, będesz musiał ponownie podłączyć zasilak i powtórzyć odczyt.

4. Przygotowanie do pomiaru

- Przed pomiarom pozostać w spokoju przez 5-10 minut, nie jeść, nie pić, nie palić, unikać ćwiczeń i kapeli.

- Przed pomiarom postaraj się pozostać zrelaksowany i spokojny przez około 5-10 minut. Nie jedź, nie pij, nie pal. Usuń wszelki kapel.

- Podłącz wejzek mankietu do korpusu ciśnieniomierza.

- Zdejmij górną część ubrania lub pozostać w cienku cieńskiej odzieży, lub Rekomendujemy, aby z ramienia zostało usunięte całe okrycie.

- Załóż rękaw mankietu na ramie, do poziomu powyżej lokcia. Pomiar dokonuj zawsze na tym samym ramieniu (najlepiej na lewym).

- Ponieważ ciśnienie w ciągu dnia ulega zmianie (zazwyczaj najwyższe jest w godzinach porannych), przeprowadzaj pomiaru powinny wynosić co najmniej 1 minutę. Interval można skrócić poprzez dodanie ramiennego, aby kryzys mógł spaść.

- Każda próba podparcia ręki w trakcie pomiaru, może podnieść ciśnienie i zafalować wynik pomiaru. Dodatkowo, niepotrzebna aktywność (w tym mówieniu) może mieć wpływ na wyniki pomiaru.

- Ręka, na której dokonywany jest pomiar ciśnienia należy mieć położoną tak, aby tlenica znajdowała się mniej więcej na poziomie serca. Dzięki temu wyniki pomiaru będą najodpowiedniejsze.

- Uniekcie manek na lewym ramieniu rurką skierowaną w dół a dolańcześć mankietu około 2-3 cm nad lokiem.

- Upewnij się, że manek nie jest dociągnięty zbyt ciasno. Między mankiem i ramieniem powinny się zmieścić dwie palce.

- Rękę położ na stole, dlonią skierowaną ku górze tak, aby się czuć wygodnie. Równocześnie upewnij się, że manek mniej więcej na wysokości serca. Nie zginaltuj rurki.

- Jeżeli nie można dokonać odczytu na lewym ramieniu, możesz dokonać pomiaru z prawej ręki. Jednakże, odczyt powinien być wykonywany dokonowany tylko na jednym ramieniu.

5. Proces pomiaru

- Naciśnij przycisk START/STOP. Na wyświetlaczu pojawią się wszystkie symbole. Potem Następnie na wyświetlaczu pojawi się 0 a przyrząd zacznie nadmuchiwać wywierając presję, poprzez dostarczane powietrze do mankietu. Przebieg ciśnienia w mankietce można śledzić na wyświetlaczu.

- Po osiągnięciu pożądanego ciśnienia w mankietce, pompka przestanie pompować manek, a ciśnienie nie będzie stopniowo maleć.

- Gdy urządzenie wykryje sygnał, na wyświetlaczu pojawi się migoczący symbol serca. Symbol będzie migotać, za każdym razem, kiedy wykryje.

- Po zakończeniu pomiaru rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się ciśnienie sitystyczne (skurczowej) i diastolycznej (rozkurczowej) oraz pomiar ciśnienia.


- Wyniki pomiaru będą wyświetlane na wyświetlaczu, dopóki urządzenie nie zostanie wyłączone.

- W stanie bezczynności urządzenie wyłączy się w ciągu 3 minut. Jeśli ciśnionomiernik nie dokona pomiaru poprawnego, wyświetlacz pokaza na wyświetlaczu ostatnie wywołaną ikonę „E”.

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu konieczny jest przerwanie pomiaru (np. w powodzie zlego samopoczucia), naciśnij przycisk START/STOP. Urządzenie następnie automatycznie obniży ciśnienie w mankietce.

6. Tabela wartości

Diastolyczny (mmHg)



7. Indykatory błędów

a) Symbol E-1

Przewodopodobnie niewłaściwie przyjmowanych mankiet - Ustaw go w właściwej pozycji i powtórzyć pomiar.

b) Symbol E-2

Węzyk mankietu jest nieprawidłowo nasunięty włożony - Skontroluj podłączenie węzyka i wyreguluj go lub podłącz ponownie, jeżeli to konieczne. Następnie powtórzyć pomiar.

Monitor lub ramię porusza się w trakcie pomiaru - Postaraj się utrzymać ciało i monitor bez ruchu. Powtórzyć pomiar.

Systolyczne ciśnienie jest niższe niż 30 mmHg - Rzeczywiście zwiększa ciśnienie, aby uzyskać pożądany wynik powtórzyć pomiar.

c) Symbol E-3

Ciśnienie jest wyższe niż 300 mmHg - Urządzenie samo wypuszcza powietrze.

d) Symbol Niski stan baterii

Wyświetlana bateria na nowej i powtórzyć pomiar.

e) Symbol ramienia w ruchu

Symbol pojawi się przy nadmiernym ruchu ręki.

f) Symbol Serca

Symbol pojawi się przy nierównomiernej pracy serca.

Metoda pomiaru Oscylometryczna

Zakres pomiaru ciśnienia 0-300 mmHg

Zakres pomiaru pulsu 40-180 tep/min

Dokładność pomiaru ciśnienia ±3 mmHg

Dokładność pomiaru pulsu ±5 %

Pamięć 60 wyników pomiarów

Zasłanie 4x Aa batteria DC 6 V lub AC adapter

Automatyczne wyłączenie Po 3 minutach

Masa ciśnieniomierza 300 g (bez maszty i baterii)

Rozmiary ciśnieniomierza 120 x 93 x 59 mm (bez mankietu)

Zwrotność cca 10.000 pomiarów

Temperatura robocza 5-40 °C

Wilgotność robocza 10-90 % RH

8. Konservacja

- Po użyciu schowaj ciśnieniomierz do opakowania i chroń przed uszkodzeniem.

- Przechowuj ciśnieniomierz w suchym otoczeniu.

- Ciśnieniomierz utrzymuj w czystości. Czyszczyć suchą szmatką. Nie stosuj szorstkich materiałów ani zrączek środków czyszczących.

- Ciśnieniomierz ani żadni z elementów nie powinien mieć kontaktu z wodą.

- Przed czyszczeniem upewnij się, że ciśnieniomierz jest wyłączony. Do czyszczenia można użyć wody destylowanej z 10% roztworu wybielacza.

- Użyj sprayu, zwilż małą kciukiem z miazgą wybielacza lub detergentu, aż nasiąknie.

- Wyślij nadmiar wilgoći z tkaniny, aby nie dopuścić do zamoczenia elementów urządzenia.

- Cała powierzchnia mankietu dokładnie wytrzyj. Upewnij się, że wewnętrzna i zewnętrzna częśc mankietu została dobrze wyczyszczona. Uważaj, aby do ciśnieniomierza nie przedostała się wilgoć.

- Przy pomocy suchej śliczki dokładnie wytrzyj wszystkie części mankietu. Mankiet rozolić i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.

- Nie czyszczyć ciśnieniomierza ani mankietu naftą, rozpuszczalnikiem ani benzyną.

- Nie narządzaj uderzenia na wpływ wysokich temperatur, chłodu, wilgoći lub bezpośredniego promieniowania słonecznego.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane ponad 3 miesiące, wyjmij baterię.

- Spółka elem s.r.o. nie może odpowiadać za żadne uszkodzenia, które były spowodowane niedostateczną konserwacją oraz niespełnianiem ZZ wskazówek w instrukcji.

9. Zasady bezpieczeństwa

- Stosować wyłącznie oryginalną ładowarkę dostarczaną jako dodatkowe wyposażenie ciśnieniomierza.

- Nie używać ładowarki w wilgotnym środowisku. Nigdy nie dotykać ładowarki mokrymi rękami lub stojąc w wodzie.

- Podczas ładowania przyrządu pozostawić wokół ładowarki dostateczną przestrzeń dla cyrkulacji powietrza. Nie przykrywać ładowarki papierem ani innymi przedmiotami, które mogły by zgaszyć chłodzenie. Nie używać ładowarki w opakowaniu transportowym.

- Nie stosować ładowarki ani urządzenia, jeżeli jest uszkodzone. W razie uszkodzenia nie naprawiać we własnym zakresie!

- W razie nadmiernego ogrzewania natychmiast wyłączyć i odłączyć doprowadzenie energii.

- Ładuj urządzenie pod dozorem.

Ostrzeżenie: To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych środowisk.

Importér:

elem s.r.o., Brašovská 15, 16100 Prague 6, Czech Republic, Made in P.R.C.

EC REP Well Kang Limited, The Black Church,

St. Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

Xiamen Ants-Bro Technology Co., Ltd, 4F, 5th Building, Technology business establishing center, No. 289 Wengjiao Road, Haicang District, Xiamen City, Fujian Province, China

Data zatwierdzenia lub częstocie zmiany tekstu: 2020-04

Mérés közben mozog a kijelző vagy a kar - Mérés közben ügyeljen arra, hogy ne mozogjon se a teste, se a kijelző. Ismételje meg a mérést.

A szisztoles vényomás értéke 30 mmHg-nál alacsonyabb - A kívánt eredmény elérése érdekében manuálisan növelje a nyomást. Ismételje meg a mérést.

c) E-5 szimbólum

A vényomás értéke 300 mmHg-nál magasabb - A készülék automatikusan levegőt erez.

d) Alacsony akkumulátor-töltsésg szimbólum

Cserélje ki a lemaradt elemet újra, majd ismételje meg a mérést.

e) Mozgásban lévő kar szimbólum

A szimbólumban a kar túlzott mozgásával esetén jelenik meg.

f) Szív szimbólum

A szimbólumban rendszerellen pulzus esetén jelenik meg.

g) Huda szimbólum

A huda szimbólumban a pulzus esetén jelenik meg.

h) Szerzett

A szerzett mérési módszer

i) Oszcilometrikus

A oszcilometrikus mérési módszer